

FICHE TECHNIQUE

Référence	499209
Désignation	Spectrophotomètre



Description :

- ✓ Spectrophotomètre Implen C40
- ✓ Nombreuses applications disponibles : acides nucléiques, protéines UV, cinétiques, analyses spectrales, croissance bactérienne (600 nm)
- ✓ Cuvette thermostatée à 37 °C ± 0,5 °C
- ✓ Mesure instantanée, ne nécessite pas de préchauffage
- ✓ Mesure de nanovolumes grâce à la cellule de mesure nano (optionnelle)
- ✓ Contrôle via ordinateur Windows/MAC, tablette et smartphone (Android, iOS) ; export des fichiers : excel, pdf, ou fichier complet Implen (graphe + data brutes + données du programme utilisé)
- ✓ Avec écran tactile couleur (compatible avec l'usage de gant)
- ✓ Encoche pour fixation de câble antivol (Kensington)
- ✓ Plage de longueur d'onde (nm) : 200 - 900
- ✓ Plage de concentrations d'ADN double brin (ng/μl) : 0,1 à 130
- ✓ Plage de concentrations BSA (mg/mL) : 0,003 à 3,7
- ✓ Résolution : " 1 nm
- ✓ Reproductibilité : " 0,002 A à 260 nm
- ✓ Temps de mesure /analyse spectrale (secondes) : 3,5
- ✓ Interface, connectivité : HDMI, 2 x USB A, USB B, Ethernet, WiFi
- ✓ L x p x h (sans le terminal) (mm) : 200 x 200

Unité de vente :

1 Spectrophotomètre