

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	400083
<b>Désignation</b>	Micropipette PIPETMAN G



### Description :

- ✓ Micropipette mécanique à déplacement d'air
- ✓ Les plus faibles forces de pipetage grâce à un nouvel ensemble piston
- ✓ Système de piston lubrifié
- ✓ Grand confort de manipulation
- ✓ Ejection facile des pointes
- ✓ Grande robustesse
- ✓ 8 canaux
- ✓ Volume 1 – 10  $\mu$ l

### Unité de vente :

1 Micropipette PIPETMAN G

---