

FICHE TECHNIQUE

Référence	400090
Désignation	Micropipette PIPETMAN G



Description :

- ✓ Micropipette mécanique à déplacement d'air
- ✓ Les plus faibles forces de pipetage grâce à un nouvel ensemble piston
- ✓ Système de piston lubrifié
- ✓ Grand confort de manipulation
- ✓ Ejection facile des pointes
- ✓ Grande robustesse
- ✓ 8 canaux
- ✓ Volume 30 – 300 μ l

Unité de vente :

1 Micropipette PIPETMAN G
