

## Notation produit / *Product Rating*

Référence / <i>Part number</i>	Désignation / <i>Designation</i>	Marque / <i>Brand</i>
400146P	MICROPIPETTE MY PIPETMAN SELECT PERSONALISEE P100 10-100µl	GILSON

### Type de produit / *Product category*

Consommable / *Consumable*

### Fabrication / *Production*

Pour les pipettes, Gilson travaille avec l'injection de gaz pour réduire le poids et la quantité de matière. Gilson propose également un SAV pour la maintenance de ce produit.

*This product is made using gas injection to reduce the weight and amount of material used. Gilson also offers after-sales services for product maintenance.*

### Emballage / *Packaging*

L'emballage de ce produit est en carton et matières plastiques. Les barquettes sont en matières recyclée.

*The product packaging is made of cardboard and plastic materials (PR/PP). Trays are made from recycled material.*

### Expédition / *Shipping*

Le site de production de ce produit se situe en France.

*The product is manufactured in Europe, more precisely in France.*

### En savoir plus

[Le GoGreen chez Dutscher](#)

[Le développement durable chez Gilson](#)