

Désignation

- Pointe Diamond D5000 5000 μ L vrac /334 GILSON

Référence

- 400176

Unité de vente : 1002



Description

- Les pointes PIPETMAN® DIAMOND sont conçues pour s'adapter parfaitement à vos pipettes PIPETMAN. Ils fournissent des volumes de liquide exacts et précis lorsqu'ils sont utilisés avec des pipettes Gilson. EASYPACK™ est un moyen économique de commander des pointes en gros.
- Le code couleur permet une identification facile et une conformité aux bonnes pratiques de laboratoire (BPL).
- L'utilisation de pointes PIPETMAN DIAMOND avec votre PIPETMAN garantit une exactitude et une précision maximales et fournit des résultats constants. La parfaite étanchéité à l'air empêche les fuites. Les embouts sont en polypropylène pur pour délivrer le volume correct et assurer une distribution complète. Les graduations de volume facilitent le contrôle visuel du volume aspiré.
- Fabriquées dans un environnement de salle blanche garantissant qu'elles sont exemptes de contaminants détectables. Garanties, certifiées et traçables pour répondre aux exigences les plus strictes dans de nombreuses applications.
- Matériau de construction : Polypropylène
- Non stérile
- Embout Modèle D5000
- Plage de volumes 500-5000 μ L
- Embouts universels pour pipettes - non filtré
- Format d'emballage : Vrac - EASYPACK
- Conditionnement : 3 sachets de 334 embouts (1002 embouts), scellés avec une bande inviolable à fermeture rapide pour un accès facile et pour éviter la contamination et la perte d'embouts.

