

FICHE TECHNIQUE

MAGNESIUM SULFATE 7H₂O

Pour analyses, FCC

Réf : 40108

CAS [7487-88-9]

Formule :

MgSO₄ · 7H₂O

P.M.:

246,49

Description :

cristaux

Teneur (sur pdt sec) :

99,5 % mini

Perte au séchage (450°C) :

40,0 – 52,0 %

Sélénium (Se) :

0,003 % maxi

Plomb (Pb) :

0,0004 % maxi

Sodium (Na) :

0,004 % maxi

Potassium (K) :

0,023 % maxi

Calcium (Ca) :

0,006 % maxi

Chlorures (Cl) :

0,008 % maxi