

CARACTERISTIQUES

VUE D'ENSEMBLE

Destination :

L'emballage **DIAGNOBAG** est un emballage secondaire destiné au transfert de produits infectieux de la classe 6.2, notamment les échantillons de diagnostic, de code UN 3373. Il comporte le sigle Biohazard et la mention « BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B ». Il peut être livré avec une feuille de tissu absorbant.

Agréments :

L'emballage **DIAGNOBAG** a subi avec succès l'épreuve de pression différentielle de 95 KPa. Conforme aux réglementations en vigueur (IATA, ADR, etc. ...). Conforme à la P650 en combinaison avec un ou plusieurs récipient(s) primaire(s) et un emballage tertiaire isotherme ou non (nous consulter).

Composition :


- Un sachet en polyéthylène avec poche porte document. (sauf format A3)
- Présence de prédécoupes sur les côtés pour faciliter l'ouverture
- Et en option une feuille de tissu absorbant.

Qualité des matériaux :

Sachet en polyéthylène.

Caractéristiques :

Type	DIAGNOBAG A3	DIAGNOBAG A4	DIAGNOBAG A5
Référence sans absorbant	3DIA001180	3DIA001164	3DIA001167
Référence avec absorbant Ext.	3DIA001183	3DIA001163	3DIA001166
Référence avec absorbant Int.	3DIA001184	3DIA001162	3DIA001165
Dimension Ext. du sachet (hxl)	432 x 312 mm	400 x 240 mm	240 x 170 mm
Dimension Int. Utile du sachet (hxl)	420 x 297 mm	310 x 230 mm	160 x 160 mm
Dimension Int. De la poche porte document (hxl)	Aucune	155 x 230 mm	155 x 160 mm
Masse à vide	37 grs	27 grs	12 grs
Quantité par carton	400	250	1000 (500 avec Abs. Int et Ext)
Quantité par liasse	50	50	50
Dimension du carton et poids du carton (sans absorbant)	570x380x150 mm 15 Kg	570x380x150 mm 7 Kg	570x380x150 mm 11 Kg
Dimension du carton et poids du carton (avec absorbant Ext)	800x600x600 mm 17 Kg	600x500x400 mm 9 Kg	800x600x600 mm 15 Kg
Dimension du carton et poids du carton (avec absorbant Int)	600x500x400 mm 17 Kg	500x400x250 mm 9 Kg	500x400x250 mm 15 Kg



Conditionnement de l'absorbant pour le format A5 :

- Dimension de l'absorbant : 104 x 100 mm,
- Dimension du carton de conditionnement : 500 x 405 x 360 mm,
- Quantité d'absorbant par carton : 2000,
- Poids du carton : 5 Kg.

Conditionnement de l'absorbant pour les formats A4 et A3 :

- Dimension de l'absorbant : 104 x 200 mm,
- Dimension du carton de conditionnement : 500 x 405 x 360 mm,
- Quantité d'absorbant par carton : 1000,
- Poids du carton : 5 Kg.

Propriétés :

L'emballage **DIAGNOBAG** permet le transfert de produits infectieux en température ambiante. Sa conception en fait un emballage à la fois petit, résistant, permettant une mise en œuvre très simple et très rapide. L'emballage **DIAGNOBAG** doit être combiné à une glacière pour les expéditions en température dirigée et à un emballage **DIAGNOBOX** pour les expéditions en température ambiante.

Options :

L'emballage **DIAGNOBAG** peut être personnalisé à la demande du client (marquage couleur, logos, ...), selon quantités. L'emballage **DIAGNOBAG** peut être livré avec une feuille de tissu absorbant.

NB :

L'emballage **DIAGNOBAG** a subi avec succès les tests de qualification requis par la réglementation. Il ne peut être utilisé qu'avec l'ensemble de ses éléments constitutifs pour être conforme à sa certification.

Rédacteur : W.Richard	Date : 25/09/2007	Visa : WR	
Modifié par : Q.Reimann	Date : 11/05/2016	Visa : QR	
Approbateur : A.Pascal	Date : 11/05/2016	Visa : AP	