

Eau oxygénée en solution à 30% RPE-Pour analyse-ACS- Reag.Ph.Eur.-Reag.USP-Stabilisé ML 250

Code produit	412071
Volume	ML 250
Conditionnement	Bouteille en plastique
Unité de vente	EA
Grade	Qualité Analytique
Application	RPE-Pour analyse-ACS-Reag.Ph.Eur.-Reag.USP-Stabilisé
CAS N.	7722-84-1
Molécule	Eau oxygénée en solution à 30%
Spécifications	412070
Msds	194