

## **Eau oxygénée en solution à 30% RPE-Pour analyse-ACS- Reag.Ph.Eur.-Reag.USP-Stabilisé 1 l**

<b>Code produit</b>	412072
<b>Volume</b>	1 l
<b>Conditionnement</b>	Bouteille en plastique
<b>Unité de vente</b>	EA
<b>Grade</b>	Qualité Analytique
<b>Application</b>	RPE-Pour analyse-ACS-Reag.Ph.Eur.-Reag.USP-Stabilisé
<b>CAS N.</b>	7722-84-1
<b>Molécule</b>	Eau oxygénée en solution à 30%
<b>Spécifications</b>	412070
<b>Msds</b>	194