

Eau oxygénée en solution à 30% RPE-Pour analyse-ACS- Reag.Ph.Eur.-Reag.USP-Stabilisé 175 ML

Code produit	412077
Volume	175 ML
Conditionnement	Bouteille en verre
Unité de vente	EA
Grade	Qualité Analytique
Application	RPE-Pour analyse-ACS-Reag.Ph.Eur.-Reag.USP-Stabilisé
CAS N.	7722-84-1
Molécule	Eau oxygénée en solution à 30%
Spécifications	412070
Msds	194