

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	412091-CER
<b>Désignation</b>	Solvant

---

### Description :

- ✓ Eau rs uhplc-ms 1l; solvant pour uhplc-ms
- ✓ Solvant pour uhplc-ms
- ✓ Haute pureté
- ✓ Paramètres physico-chimiques strictement contrôlés. Reserpine < 30 ppb Très faibles teneurs en ions métalliques
- ✓ Forme : liquide
- ✓ Température de stockage : ambiante
- ✓ Température de transport : ambiante
- ✓ Densité : 1 g/ml
- ✓ Numéro de CAS : 7732-18-5

### Unité de vente :

1 l

---