

## Acétonitrile RS-Pour HPLC-GOLD-Ultragradiant 1 l

<b>Code produit</b>	412371000
<b>Volume</b>	1 l
<b>Conditionnement</b>	Bouteille en verre
<b>Unité de vente</b>	EA
<b>Grade</b>	Qualité Spécifique
<b>Application</b>	RS-Pour HPLC-GOLD-Ultragradiant
<b>CAS N.</b>	75-05-8
<b>Molécule</b>	Acétonitrile
<b>Spécifications</b>	412370000
<b>Msds</b>	80