

## Dichlorométhane RS-Pour HPLC-Isocratique-Stabilisé à l'amylène 2,5 l

<b>Code produit</b>	412622000
<b>Volume</b>	2,5 l
<b>Conditionnement</b>	Bouteille en verre
<b>Unité de vente</b>	EA
<b>Grade</b>	Qualité Spécifique
<b>Application</b>	RS-Pour HPLC-Isocratique-Stabilisé à l'amylène
<b>CAS N.</b>	75-09-2
<b>Molécule</b>	Dichlorométhane
<b>Spécifications</b>	412620000
<b>Msds</b>	82