

FICHE TECHNIQUE

Référence	415184-CER
Désignation	Solvant

Description :

- ✓ Propanol-2 rs lc-ms 2
- ✓ Solvant pour lc-ms
- ✓ Haute pureté
- ✓ Paramètres physico-chimiques strictement contrôlés. Reserpine < 30 ppb.
Très faibles teneurs en ions métalliques
- ✓ Forme : liquide
- ✓ Température de stockage : ambiante
- ✓ Température de transport : ambiante
- ✓ Densité : 0,785 g/ml
- ✓ Numéro de CAS : 67-63-0

Unité de vente :

2,5 l
