

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	416943-CER
<b>Désignation</b>	Réactif pour analyse

---

### Description :

- ✓ Aluminium chlorure hexahydraté qualité rpe pour analyse reag. ph. eur. 500g; grade analytique
- ✓ Grade analytique
- ✓ Certificat d'analyses fourni sur demande
- ✓ Forme : solide
- ✓ Température de stockage : ambiante
- ✓ Température de transport : ambiante
- ✓ Gamme de pH : <3,5
- ✓ Numéro de CAS : 7784-13-6

### Unité de vente :

500 g

---