

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|----------------------|
| Référence | 418781-CER |
| Désignation | Réactif pour analyse |

Description :

- ✓ Acétate d'ammonium rs pour lc/ms 50g; solvant pour lc-ms
- ✓ Solvant pour lc-ms
- ✓ Haute pureté
- ✓ Paramètres physico-chimiques strictement contrôlés. Reserpine < 30 ppb.
Très faibles teneurs en ions métalliques
- ✓ Forme : solide
- ✓ Température de stockage : ambiante
- ✓ Température de transport : ambiante
- ✓ Gamme de pH : 6,5-7,5
- ✓ Numéro de CAS : 631-61-8

Unité de vente :

50 g
