

FICHE TECHNIQUE

Référence	421161
Désignation	Ecouvillon stérile sous tube 16 x 150 mm



Description :

- ✓ Ecouvillons stériles sous tube en polystyrène transparent
- ✓ Matériau Tige : bois / Pointe : coton / Sous tube : polystyrène
- ✓ Diamètre :16 mm
- ✓ Hauteur :152 mm
- ✓ Couleur Transparent
- ✓ Stérilisée par irradiation

Unité de vente :

1000 Ecouvillons
