

FICHE TECHNIQUE

Référence	425296-CER
Désignation	Réactif pour analyse

Description :

- ✓ Baryum hydroxyde octahydraté qualité rpe - pour analyse 500 g; grade analytique
- ✓ Grade analytique
- ✓ Certificat d'analyses fourni sur demande
- ✓ Forme : solide
- ✓ Température de stockage : ambiante
- ✓ Température de transport : ambiante
- ✓ Gamme de pH : 13,1
- ✓ Numéro de CAS : 12230-71-6

Unité de vente :

500 g
