

Désignation

- Boîte de culture 65mm ø, traitée cult. Cell

Référence

- 430166

Unité de vente : 500



Description

- Boîte de culture Corning® 60 mm Corning®
- Traitée culture cellulaire
- La surface de croissance approximative est de 21 cm²
- Le diamètre intérieur réel de la surface de croissance est de 52,1 mm
- La hauteur est de 15 mm
- Fabriqué à partir de polystyrène vierge optiquement transparent
- Traité pour une fixation cellulaire optimale
- Stérile et apyrogène
- Empilables pour faciliter la manipulation
- Fourni avec des événements pour assurer un échange de gaz constant
- Pétri de style plat
- Volume moyen recommandé : 4,2 à 6,3 ml
- Jetable
- Conditionnement : 20 sacs x 25 boîtes

