

Désignation

- Flacon de culture, 25 cm², col incliné, stérile

Référence

- 430168

Unité de vente : 500



Description

- Flacon de culture cellulaire rectangulaire à col incliné Corning® de 25 cm² avec bouchon hermétique
- Marque Corning®
- Surface de croissance disponible de 25 cm²
- Forme de flacon rectangulaire
- Col incliné
- Diamètre du capuchon : 20 mm
- Matériau du capuchon : Polyéthylène haute densité
- Couleur du capuchon : Orange
- Volume moyen recommandé : 5 mL - 7,5 mL
- Plage de graduation 5 - 30 ml
- Fabriqué à partir de polystyrène vierge transparent
- Traité pour une fixation cellulaire optimale
- Imprimé avec les numéros de lot pour faciliter la traçabilité
- Stérilisé par irradiation gamma
- Apyrogène
- Conditionnement : x20 x25

