

Désignation

- Bouteilles de stockage en polystyrène, 500ml
col 45mm Ø

Référence

- 430282

Unité de vente : 500



Description

- Bouteilles de conservation en polystyrène (PS) Corning® Easy Grip
- Volume : 500 ml
- Bouchons de 45 mm
- Flacons jetables en polystyrène pour le stockage de milieux, tampons et autres solutions aqueuses
- Côtés faciles à saisir qui facilitent la manipulation.
- Le bouchon assure une étanchéité à l'air et contribue à minimiser le risque de contamination.
- Stérile
- Apyrogène
- Conditionnement : 2 x 12 boîtes

