

FICHE TECHNIQUE

Référence	430487
Désignation	Cryotubes



Description :

- ✓ Cryotubes Corning
- ✓ Tubes en polypropylène avec graduations noires
- ✓ Bouchon entrant en PP avec joint en silicone, filetage interne
- ✓ Fond conique
- ✓ Avec jupe
- ✓ Résistants de -196 °C à +121 °C
- ✓ Stériles
- ✓ Sans pyrogènes
- ✓ DNase Rnase free
- ✓ Volume : 1.2 ml

Unité de vente :

500 Cryotubes
