

Désignation

- Flacon de culture, 25 cm², col incliné, ps, bouchon ventilé, stérile

Référence

- 430639

Unité de vente : 200



Description

- Flacon de culture cellulaire rectangulaire à col incliné Corning®
- Surface de croissance disponible de 25 cm²
- Traité pour une fixation cellulaire optimale
- Bouchon à filtre garantissant un échange gazeux stérile constant
- Imprimé avec les numéros de lot pour faciliter la traçabilité
- Apyrogène
- Marque Corning®
- Flacon rectangulaire
- Col incliné
- Gradué
- Capuchon ventilé
- Diamètre du capuchon : 20 mm
- Matière : polystyrène vierge optiquement transparent.
- Matériau du capuchon : Polyéthylène haute densité
- Couleur du capuchon : Orange
- Volume moyen recommandé : 5 à 7,5 ml
- Plage de graduation : 5 - 30 ml
- Superficie 25 cm²
- Stérile

