

FICHE TECHNIQUE

Référence	430662
Désignation	Cryotube 4 ml



Description :

- ✓ Matériau : polypropylène
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Fond : rond
- ✓ Jupe : oui
- ✓ Zone de marquage : oui
- ✓ Bouchon : bouchon coiffant (filetage externe) coloris orange

Certificats :

- ✓ Stérile : oui - irradié gamma ; exempt de pyrogènes, DNases et RNases
- ✓ Autoclavable : oui

Caractéristiques techniques :

- ✓ Graduations : oui
- ✓ Températures d'utilisation : de -196°C à +121°C
- ✓ Volume : 4 ml
- ✓ Dimensions (Ø x h avec bouchon) : 12,5 x 76 mm

Unité de vente : 500 Cryotubes