


FICHE TECHNIQUE

Référence	430823
Désignation	Flacons culture



Description :

- ✓ En polystyrène
- ✓ Bouchon en HDPE
- ✓ Type de bouchon : lèvre entrante
- ✓ Couleur du bouchon : orange
- ✓ Traitement de surface : traitement TC
- ✓ Surface de culture : 150 cm²
- ✓ Type de flacon : rectangulaire
- ✓ Type de col : incliné
- ✓ Volume de travail : 210 ml
- ✓ Stériles, emballage par 5

Unité de vente :

50 Flacons
