


## Désignation

- Tube à centrifuger 50ml polypropylène bouchon plat stérile avec portoir

## Référence

- 430828

Unité de vente : 200



---

## Description

- Les tubes à centrifuger Corning
- Volume : 50 ml
- Bouchon hermétique
- Tube : PET vierge (polyéthylène téréphtalate), répond aux exigences USP, classe VI pour le plastique conteneurs et fermetures.
- Bouchon : Polyéthylène haute densité vierge, répond aux exigences USP, classe VI pour le plastique conteneurs et fermetures.
- Concentré de couleur sans métaux lourds (conforme aux exigences CONEG)
- Graduations imprimées en noir et un grand point de marquage blanc
- Sans RNase/DNase.
- Apyrogène.
- Pression testée à 95 kPA (14 psi)
- Conditionnement : 25 x 20
- Stérile

