


FICHE TECHNIQUE

Référence	430829
Désignation	Tube à centrifuger 50 ml



Description :

- ✓ Matériau : polypropylène
- ✓ Coloris : translucide
- ✓ Fond : conique
- ✓ Jupe : non
- ✓ Zone de marquage : oui
- ✓ Bouchon : bouchon CentriStar en HDPE : design pour bonne prise en main, ouverture et fermeture facile, étanchéité parfaite

Certificats :

- ✓ Stérile : oui - exempt de DNases, RNases, endotoxines ; non cytotoxique
- ✓ Autoclavable : non

Caractéristiques techniques :

- ✓ Graduations : oui
- ✓ Températures d'utilisation : de -80°C à +120°C
- ✓ Centrifugeable : jusqu'à 17 000 g
- ✓ Volume : 50 ml
- ✓ Dimensions (Ø x h) : 29,1 x 114,9 mm

Unité de vente : 500 Tubes à centrifuger