

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	431098
<b>Désignation</b>	Unité de filtration



### Description :

- ✓ Membrane polyéthersulfone
- ✓ Diamètre col 45 mm
- ✓ Faible rétention
- ✓ Stérile
- ✓ Non pyrogènes
- ✓ Dimensions de la membrane carrée 79 x 79 mm
- ✓ Volume 1000 ml
- ✓ Seuil d'arrêt 0,22 µm

### Unité de vente :

12 Unités de filtration