

FICHE TECHNIQUE

Référence	437555-CER
Désignation	Réactif pour analyse

Description :

- ✓ Chloramine t sel de sodium qualité rpe - pour analyse 25 g; grade analytique
- ✓ Grade analytique
- ✓ Certificat d'analyses fourni sur demande
- ✓ Forme : solide
- ✓ Température de stockage : ambiante
- ✓ Température de transport : ambiante
- ✓ Gamme de pH : 8-10,3
- ✓ Numéro de CAS : 7080-50-4

Unité de vente :

25 g
