

## Chloroforme RPE-ISO-Pour analyse-Stabilisé à l'éthanol 2,5 l

<b>Code produit</b>	438603
<b>Volume</b>	2,5 l
<b>Conditionnement</b>	Bouteille en verre
<b>Unité de vente</b>	EA
<b>Grade</b>	Qualité Analytique
<b>Application</b>	RPE-ISO-Pour analyse-Stabilisé à l'éthanol
<b>CAS N.</b>	67-66-3
<b>Molécule</b>	Chloroforme
<b>Spécifications</b>	438600
<b>Msds</b>	219