

## **Chloroforme RPE-Pour analyse-ISO-ACS-Reag.Ph.Eur.- Reag.USP-Stabilisé à l'éthanol 2,5 l**

<b>Code produit</b>	438614
<b>Volume</b>	2,5 l
<b>Conditionnement</b>	Bouteille en verre
<b>Unité de vente</b>	EA
<b>Grade</b>	Qualité Analytique
<b>Application</b>	RPE-Pour analyse-ISO-ACS-Reag.Ph.Eur.-Reag.USP-Stabilisé à l'éthanol
<b>CAS N.</b>	67-66-3
<b>Molécule</b>	Chloroforme
<b>Spécifications</b>	438610
<b>Msds</b>	219