

## WHEATON® SACS POUR AUTOCLAVE

### Autoclave bags for **hazardous waste**

- Idéal pour l'élimination de tous les déchets biologiques en autoclaves ou incinérateurs.
- Fabriqué en polypropylène ultra-résistant
- Convient pour une utilisation jusqu'à 135° C
- Epaisseur de parois uniformes et fond plein ( sans soudure), conçu pour supporter des mises sous hautes pressions
- Imprimés "Risques Biologiques" avec des étiquettes bleues spécialement conçues pour l'élimination des déchets contaminés



### Spécification De Produits

Produit Code	Label	Inner Pack Qty	Width x Length (mm)	Largeur (mm)	Bag Material	Description	Length	Cdt
370100	Imprimée	50	310 x 660	310	PP	Sac Autoclave Haute Température, Imprimé	660mm	200
370110	Imprimée	50	415 x 600	415	PP	Sac Autoclave Haute température, Imprimé	600mm	200
370120	Imprimée	50	610 x 810	610	PP	Sac Autoclave Haute Température, imprimé	810mm	200
350190				19		Ruban indicateur de stérilisation	50m	18
350195				25		Ruban indicateur de stérilisation	50m	36