

FICHE TECHNIQUE

Référence	440267
Désignation	Flacon avec bouchon plastique



Description :

- ✓ En polystyrène vierge de qualité médicale
- ✓ Stérile
- ✓ Non cytotoxique
- ✓ Sans plage d'écriture
- ✓ Bouchon polypropylène
- ✓ Idéal pour les applications générales de prélèvement, transport et stockage d'échantillons
- ✓ Marquage CE (directive européenne 98/79/EC)
- ✓ Volume 60 ml
- ✓ Dimensions (Ø x h) : 44,2 x 60,2 mm

Unité de vente :

300 Flacons avec bouchon plastique
