

FICHE TECHNIQUE

Référence	440794
Désignation	Standard Chromatographie ionique anion phosphate



Description :

- ✓ Etalon de phosphate pour la chromatographie ionique (IC) à 1 mg/ml (1000 ppm) dans H₂O fabriqué à partir d'un matériau ultra pur
- ✓ Fabriqué en salle blanche hautement contrôlée (ISO 7) à l'aide d'une eau ultra pure (spécialement traitée pour la production d'étalons de chromatographie ionique)
- ✓ Origine : Irlande
- ✓ Traçabilité NIST

Unité de vente :

1 Flacon de 500 ml