

Désignation

- Transilluminateur blanc 20wl q9 plus 20x20cm
- Référence : 441425

Unité de vente : 1



Description

- Transilluminateur
- Lumière blanche – LED
- Taille du filtre : 20x20 cm
- Le White-Light PAD est utilisé uniquement pour les gels de protéines colorées colorimétriques. La PadBox est un conteneur coulissant pouvant accueillir plusieurs sources lumineuses pour une application en lumière UV, Bleue ou Blanche.
- Les Application Pads sont interchangeables et reconnus automatiquement par le système. Les options d'imagerie et de logiciel sont ajustées en conséquence.

