

FICHE TECHNIQUE

Référence	441908
Désignation	Support pour tubes 0,5 ml



Description :

- ✓ Portoir pour 64 microtubes 0,5 ml
- ✓ En polypropylène
- ✓ Empilable – pieds intégrés
- ✓ Grille alphanumérique moulée dans le portoir
- ✓ Poignée au centre du panier pour un déplacement facilité
- ✓ Coloris naturel
- ✓ Disponibles dans différents coloris



Certificats :

- ✓ Non stérile
- ✓ Autoclavable à 120°C

Caractéristiques techniques :

- ✓ Utilisable jusqu'à -85°C
- ✓ Dimensions (L x l x h) : 135 x 135 x 54 mm

Unité de vente :

10 Supports pour tubes 0,5 ml