

FICHE TECHNIQUE

Référence	441989
Désignation	Boîte congélation



Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Pour tubes de hauteur allant jusqu'à 50 mm
- ✓ Pour 100 flacons, vials, microtubes 1,5 et 2 ml
- ✓ Autoclavable 121 °C
- ✓ Grille alphanumérique sur la boîte
- ✓ Empilable
- ✓ Couvercle à charnières
- ✓ Dimensions (h x l x L) : 60 x 140 x 140 mm
- ✓ Coloris : assortis (naturel, bleu, vert, rouge orange et violet)

Unité de vente :

5 Boites
