

FICHE TECHNIQUE

Référence	442044
Désignation	Réservoir



Description :

- ✓ Réservoir bas en polypropylène vierge
- ✓ Adapté à l'utilisation avec les pipettes 8 canaux
- ✓ Conçu pour empêcher la formation de bulles dans les pointes et d'utiliser des quantités plus précises
- ✓ Peut servir de support pour les microtubes 0,2 ml (individuels ou en barrettes de 8)
- ✓ Réservoirs interconnectables
- ✓ Coloris : naturel

Certificats :

- ✓ Non stérile
- ✓ Autoclavable 15 min à 121°C

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume max : 10 ml
- ✓ Gradué à 8 ml

Unité de vente :

10 Réservoirs