

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	442253
<b>Désignation</b>	Pince pour bécher



---

### Description :

- ✓ Pince pour bécher de laboratoire
- ✓ En acier inoxydable
- ✓ Avec mâchoires recouvertes de manchons silicone
- ✓ Peut contenir des béchers de 100 à 1000 ml
- ✓ Température d'utilisation : -60°C à +180°C
- ✓ Longueur : 356 mm

### Unité de vente :

1 Pince pour bécher

---