

FICHE TECHNIQUE

Référence	442312
Désignation	Rack



Description :

- ✓ Fabriqué entièrement à base de polypropylène recyclé (le coloris peut donc varier dans différentes tonalités de bleu)
- ✓ Réversible : une face avec emplacements pour tubes 0,5 ml et l'autre face pour tubes 2 ml
- ✓ Diamètre interne des puits : face 0,5 ml : 7 mm, face 2 ml : 12 mm
- ✓ 96 puits.

Unité de vente :

1 Rack
