

**FICHE TECHNIQUE**

**REFERENCE :**

**442413**

**Bandelettes d'analyse ClearLine®**

Les bandelettes ClearLine sont conçues pour des analyses semi-quantitatives dans l'eau.

La plupart des tests sont réalisables entre 10 et 90 secondes à l'aide de ces bandelettes et procurent un résultat précis.

Elles sont prêtes à l'emploi, pré-calibrées et contiennent le matériel et les réactifs nécessaires à l'analyse.

Les différentes chartes colorimétriques sont ajustées à la mesure souhaitée et vérifiées à l'aide de solutions standard certifiés, aux normes de l'industrie.



**Informations de commande :**

Paramètre	Gamme de mesure	Unité de Vente (bandelettes)	Référence
Ammonium 400	0 - 10 - 25 - 50 - 100 - 200 - 400 mg/L NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	50	442414
Acide Ascorbique 2000	0 - 50 - 100 - 200 - 300 - 500 - 700 - 1000 - 2000 mg/L	100	442415
Acide Peracétique 50	0 - 5 - 10 - 20 - 30 - 50 mg/L	100	442409
Acide Peracétique 500	0 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 mg/L	100	442410
Acide Peracétique 2000	0 - 50 - 1000 - 1500 - 2000 mg/L	100	442422
Chlore 5	0 - 0,5 - 1 - 3 - 5 mg/L Cl <sub>2</sub>	100	442405
Chlore 20	0 - 1 - 3 - 5 - 10 - 20 mg/L Cl <sub>2</sub>	100	442416
Chlore 300	0 - 25 - 50 - 100 - 200 - 300 mg/L Cl <sub>2</sub>	100	442406
Chlore 1000	0 - 50 - 100 - 250 - 500 - 1000 mg/L	100	442407
Dureté Totale	3 - 4 - 7 - 14 - 21°d	100	442421
Nitrate 500	0 - 10 - 25 - 50 - 250 - 500 mg/L	100	442413
Nitrite 25	0 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 25 mg/L	100	442412
Nitrite 80	0 - 2 - 5 - 10 - 20 - 40 - 80 mg/L	100	442417
Peroxyde 25	0 - 0,5 - 2 - 5 - 10 - 25 mg/L	100	442418
Peroxyde 100	0 - 1 - 3 - 10 - 30 - 100 mg/L	100	442408
Peroxyde 1000	0 - 100 - 200 - 400 - 600 - 800 - 1000 mg/L	100	442419
Phosphate	0 - 3 - 10 - 25 - 50 - 100 mg/L	50	442420
QAC	0 - 100 - 200 - 300 - 400 mg/L	100	442404
Sulfite 500	10 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/L	100	442411