

Bandelette d'analyse Ammonium 0-400mg/l Clearline



Pour usage en laboratoire.

Les bandelettes ClearLine sont conçues pour des analyses semi-quantitatives dans l'eau.

La plupart des tests sont réalisables entre 10 et 90 secondes à l'aide de ces bandelettes et procurent un résultat précis.

Elles sont prêtes à l'emploi, pré-calibrées et contiennent le matériel et les réactifs nécessaires à l'analyse.

Les différentes chartes colorimétriques sont ajustées à la mesure souhaitée et vérifiées à l'aide de solutions standard certifiées, aux normes de l'industrie.

Gamme de mesure : 0 – 10 – 25- 50 – 100 – 200 – 400 mg/l NH₄⁺

Contient 2x30ml de solution d'hydroxyde de sodium à 25-50%.

Unités :

100