

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	442639
<b>Désignation</b>	Bouchon 20 mm



---

### Description :

- ✓ Bouchon d'injection silicone
- ✓ Style à pression « snap on » : offre un scellage maximum. Le bouchon se cale dans la gorge interne du col du flacon assurant un bon scellé
- ✓ Coloris : clair

### Certificats :

- ✓ Fabriqué à partir de matières premières de la plus haute qualité
- ✓ Autoclavable

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Diamètre : 20 mm

### Unité de vente :

1 500 Bouchons

---