



FICHE TECHNIQUE

REFERENCE / DESIGNATION

Référence	444100BL
Désignation	Chiffonnette prélèvement blanche - EDN - sac bleuté - pack 25

DESCRIPTION

- Chiffonnette tissée, blanche, 38 x 38 cm,
- Humidifiée avec de l'eau distillée + 10% de neutralisant,

- Livrée dans un sac bleuté avec prédécoupe et surface d'inscription, 180 x H 300 mm,
- Impression sur le sac : n° de lot, référence, DLU, avec neutralisant,

- Sac zip de regroupement permettant de constituer le pack de 25,
- Etiquette collée sur le sac zip de regroupement : quantité de chiffonnettes, référence, n° de lot, DLU, température de conservation, désignation,

- Ionisation : à 15 kGy,
- Durée de validité : 1 an.

UNITE DE VENTE

- 444100BL : pack de 25 chiffonnettes.