

FICHE TECHNIQUE

Référence	444100BL
Désignation	Chiffonnette de prélèvement

Description :

- ✓ Chiffonnettes tissées stériles
- ✓ Coloris : blanc
- ✓ Milieu : eau distillée
- ✓ Neutralisant à 10 %
- ✓ Sac pour broyeur microbiologique bleuté avec prédécoupe et pavé d'identification
- ✓ Conforme à la norme NF EN ISO 18593
- ✓ Dimensions : 10 x 10 cm (pliée) / 38 x 38 cm (dépliée)

Unité de vente :

25 Chiffonnettes de prélèvement
