

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	444101BL
<b>Désignation</b>	Chiffonnette de prélèvement



### Description :

- ✓ Chiffonnette bleue non tissée 24 x 20 cm
- ✓ Sac type stomacher bleu avec pavé identification
- ✓ Sac prédécoupé pour une ouverture facile
- ✓ Humidifiée avec eau distillée avec 10% neutralisant conforme norme 18593
- ✓ Ionisation à 15 Kgrays
- ✓ Durée de validité : 1 an
- ✓ Marquage du n° de lot, référence et date de validité
- ✓ Certificat de stérilisation sur demande

### Unité de vente :

25 Chiffonnettes humidifiées

---