

FICHE TECHNIQUE

Référence	444103BL
Désignation	Chiffonnette de prélèvement



Description :

- ✓ Chiffonnette bleue non tissée 24 x 20 cm
- ✓ Sac bleu refermable par fermeture filaire
- ✓ Sac prédécoupé pour une ouverture facile
- ✓ Humidifiée avec eau peptonée tamponnée avec 10% neutralisant conforme Norme 18593

Certificats :

- ✓ Ionisation à 15 Kgrays
- ✓ Certificat de stérilisation sur demande

Caractéristiques techniques :

- ✓ Marquage du n° de lot, référence et date de validité

Unité de vente :

25 Chiffonnettes humidifiées