


FICHE TECHNIQUE

Référence	444104BL
Désignation	Chiffonnette de prélèvement



Description :

- ✓ Chiffonnette bleue non tissée 24 x 20 cm
 - ✓ Non humidifiée
 - ✓ Sac type stomacher bleu avec zone identification
 - ✓ Sac prédécoupé pour une ouverture facile
 - ✓ Ionisation à 15 Kgrays
 - ✓ Durée de validité : 1 an
 - ✓ Marquage du n° de lot, référence et date de validité
 - ✓ Certificat de stérilisation sur demande
- Composition : polyester et cellulose

Unité de vente :

25 Chiffonnettes sèches
