



Votre partenaire HACCP  
Sécurité alimentaire - Matériel de production alimentaire

---

## FICHE TECHNIQUE

### REFERENCE / DESIGNATION

Référence	444113BL
Désignation	Pack de 25 chiffonnettes de prélèvement

### DESCRIPTION

- Chiffonnette non tissée, lisse, bleue, 24 x 20 cm,
- Humidifiée avec 10 ml d'eau peptonée tamponnée,
- Livrée dans un sac refermable par fermeture filaire métallique, avec prédécoupe, 178 x H 304 mm,
- Impression sur le sac : n° de lot, référence et DLU,
- Sac zip de regroupement permettant de constituer le pack de 25,
- Etiquette collée sur le sac zip de regroupement : quantité de chiffonnettes, référence, n° de lot, DLU, température de conservation, désignation,
- Ionisation : à 15 kGy,
- Durée de validité : 1 an.

### UNITE DE VENTE

- 444113BL : pack de 25 chiffonnettes.