



Votre partenaire HACCP
Sécurité alimentaire - Matériel de production alimentaire

FICHE TECHNIQUE

REFERENCE / DESIGNATION

Référence	444117BL
Désignation	Chiffonnette prélèvement alvéolée bleue - EPT - sac à fermeture filaire métallique - pack 25

DESCRIPTION

- Chiffonnette non tissée, alvéolée, bleue, 24 x 20 cm,
- Humidifiée avec de l'eau peptonée tamponnée,
- Livrée dans un sac translucide / bleu, à fermeture filaire métallique, avec prédécoupe, 178 x H 304 mm,
- Impression sur le sac : référence, n° de lot, DLU,
- Sac zip de regroupement permettant de constituer le pack de 25,
- Etiquette collée sur le sac zip de regroupement : quantité de chiffonnettes, référence, n° de lot, DLU, température de conservation, désignation,
- Etiquette jaune collée sur le sac zip de regroupement mentionnant « Sans neutralisant »,
- Ionisation : à 15 kGy,
- Durée de validité : 1 an.

UNITE DE VENTE

- 444117BL : pack de 25 chiffonnettes.